

[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tmed10ポリクローナル抗体 - P49755

商品番号: CM0020727

前書き

TMED10（TMP21/p23）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ER-ゴルジ体間の小胞輸送およびカーゴ受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] TMED10ウサギpAb
備考／別名	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10972
免疫原	ヒトTMED10（NP_006818.3）のアミノ酸35～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49755
タンパク質分子量	25 kDa
配送	保冷バッグ