


[Ko検証済み] Anti-Trim25 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14258

商品番号: CM0012371



前書き

ヒトTRIM25 (EFP, RNF147)

ターゲットのウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用としてノックアウト（KO）検証済みです。自然免疫および抗ウイルス防御に関与するE3ユビキチン/ISG15リガーゼを標的とします。 - Q14258

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] TRIM25 Rabbit mAb
備考/別名	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; 25
種	ヒト
GeneID	7706
免疫原	ヒトTRIM25 (Q14258) のアミノ酸100-200に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14258
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ