


[KOバリデーション済] 抗Ttc11/Fis1 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q9Y3D6

商品番号: CM0002648



前書き

TTC11/FIS1に対するKOバリデーション済みのウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア分裂およびアポトーシス研究で使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] TTC11/FIS1 ウサギmAb
備考・別名	TTC11; CGI-135; S1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51024
GeneID	51024
免疫原	ヒトTTC11/FIS1 (NP_057152.2) のアミノ酸1-122番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D6
タンパク質分子量	17 kDa
発送	氷袋