


[Ko検証済み] WbおよびElisa用抗Ttc11/Fis1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3D6

商品番号: CM0019721



前書き

ヒトTTC11/FIS1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア分裂、アポトーシス、ペルオキシソーム分裂の研究に適しています。Gene ID：51024。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] TTC11/FIS1 ウサギpAb
備考／別名	TTC11; CGI-135; S1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51024
GeneID	51024
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D6
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ