

Wb・Elisa用 Ko検証済み 抗Txndc9ポリクローナル抗体 - O14530

商品番号: CM0019206

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用のKO検証済みTXNDC9ポリクローナル抗体です。TCP1シャペロニンATPaseの負の制御因子であるヒト、マウス、ラットのTXNDC9を検出します。タンパク質フォールディングおよび細胞骨格研究にお使いいただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] TXNDC9 ウサギpAb
備考/別名	APACD; PHLP3; C9
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10190
GeneID	10190
免疫原	組換えタンパク質。ヒトTXNDC9 (NP_005774.2) のアミノ酸1～110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14530
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	氷袋