


[KO検証済み] ウサギ抗Vat1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q99536

商品番号: CM0020639



前書き

VAT1に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。キノンオキシドレダクターゼ機能、脂質輸送、ミトコンドリアダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] VAT1 ウサギ pAb
備考/別名	VATI; T1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10493
免疫原	ヒトVAT1 (NP_006364.2) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99536
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ