

[Koバリデーション済] 抗Biii-チューブリン

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - Q13509

商品番号: CM0024272



前書き

βIII-

チューブリン（TUBB3）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-

P、ELISAでの使用がバリデーションされています。

ヒト、マウス、ラットを認識します。軸索ガイダンス、微小管動態、腫瘍発現の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] βIII-チューブリン ウサギpAb
備考/別名	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10381
GeneID	10381
免疫原	ヒトβIII-チューブリン/β3-チューブリン（NP_006077.2）のアミノ酸40～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13509
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷袋梱包