


KOバリデーション済み 抗Vrk1 ウサギ ポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - Q99986

商品番号: CM0025294



前書き

ヒトVRK1に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。細胞周期とDNA損傷応答に関与するセリン/スレオニンキナーゼである、ヒト、マウス、ラットのVRK1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] VRK1 ウサギ pAb
備考/別名	PCH1, PCH1A, KI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7443
GeneID	7443
免疫原	ヒトVRK1 (NP_003375.1) のアミノ酸257-396に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99986
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ