


[Ko検証済み] Anti-Wstf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

商品番号: CM0029055



前書き

ヒト WSTF (BAZ1B, WBSCR9)

を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は、クロマチンリモデリング、DNA修復、および転写調節に参与するチロシンタンパク質キナーゼです。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] WSTF Rabbit pAb
備考/別名	WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9031
GeneID	9031
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWSTF (NP_115784.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9UIG0
タンパク質分子量	171kDa
配送	アイスバッグ