


[KO検証済み] Anxa1 ウサギ Pab - P04083

商品番号: CM0018550



前書き

アネキシンA1 (ANXA1)

に対するウサギポリクローナル抗体。KO法で検証済みで、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。炎症および免疫調節に関与する標的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ANXA1 ウサギ pAb
備考/別名	ANX1; LPC1; A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	301
GeneID	301
免疫原	組換えタンパク質 ヒトANXA1 (NP_000691.1) のアミノ酸1-346に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04083
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ