


[KO検証済み] Cdk5 ウサギモノクローナル抗体 - Q00535

商品番号: CM0008793



前書き

ヒトCDK5に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット由来のCDK5を認識します。神経発生、分化、アポトーシスの研究に適しています - Q00535。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDK5 ウサギmAb
備考/別名	LIS7; PSSALRE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1020
GeneID	1020
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDK5のアミノ酸92～289に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_004926.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00535
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ