


KOバリデーション済み Cdk7 ウサギポリクローナル抗体

Wb、If/Icc、Elisa対応 - P50613

商品番号: CM0017844



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに適したKOバリデーション済みCDK7ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCDK7を認識します。細胞周期および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] CDK7 ウサギpAb
別名	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1022
遺伝子ID	1022
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDK7 (NP_001790.1) のアミノ酸211~346番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50613
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷剤