

[KOバリデーション済み]

切断型ガスダーミンE（N末端）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O60443

商品番号: CM0011253



前書き

ヒトGasdermin

E（GSDME/DFNA5）の切断後N末端断片を認識するバリデーション済みウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しており、パイロトシス（炎症性細胞死）や腫瘍免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] 切断型ガスダーミンE（N末端）ウサギmAb
備考／別名	DFNA5, ICERE-1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1687
遺伝子ID	1687
免疫原	ヒトガスダーミンEのAsp270周辺残基に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60443
タンパク質分子量	11 kDa/35 kDa/55 kDa
発送方法	氷袋