


[Ko 検証済み] Erk2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P28482

商品番号: CM0015847



前書き

ヒトERK2（MAPK1）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンプロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのERK2を検出。細胞増殖、分化、がん研究におけるMAPK/ERKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] ERK2 ウサギ pAb
備考/別名	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5594
遺伝子ID	5594
免疫原	ヒトERK2 (NP_002736.3) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ