


[Ko検証済み] Gbp2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32456

商品番号: CM0023524



前書き

ヒトGBP2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。KO検証済みで、ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。67kDaのインターフェロン誘導性GTPase（P32456）を標的とし、自然免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GBP2 ウサギ pAb
備考/別名	GBP2; P2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2634
GeneID	2634
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32456
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ