

Ko検証済み Hif1An/Fih1 ウサギ Mab（Wb、Elisa用） - Q9Nwt6

商品番号: CM0010962



前書き

ヒト HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。低酸素シグナル伝達、酸素感知、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HIF1AN/FIH1 ウサギ mAb
備考/別名	FIH1; H1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55662
GeneID	55662
免疫原	合成ペプチド：ヒト HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWT6
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋