

[Ko検証済] Hk1 ウサギPab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P19367

商品番号: CM0018250



前書き

ヒトヘキソキナーゼ1（HK1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト検証済み。Western blot、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適応。ヒト、マウス、ラットと反応し、解糖系、ミトコンドリア機能、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] HK1 ウサギpAb
別名	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3098
GeneID	3098
免疫原	ヒトHK1（NP_000179.2）のアミノ酸21～219番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19367
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋