

[KO検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用 Hnrnpf ウサギ Pab - P52597

商品番号: CM0026907



前書き

HNRNPFを標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。選択的スプライシングと前駆体mRNA処理の主要な調節因子であるヒトおよびマウスのHNRNPFと反応します。遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HNRNPF ウサギ pAb
備考/別名	HNRPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3185
GeneID	3185
免疫原	ヒトHNRNPF (NP_001091678.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52597
タンパク質分子量	46kDa
配送	保冷バッグ