


[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用Hsp27/Hspb1ウサギPab - P04792

商品番号: CM0021303



前書き

ノックアウト検証済みの、ウェスタンブロット、IF/I CC、ELISA用HSP27/HSPB1ウサギポリクローナル抗体。ストレス応答および細胞骨格ダイナミクスに与するヒト熱ショックタンパク質 β -1を標的とします。 - P04792

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] HSP27/HSPB1ウサギpAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3315
遺伝子ID	3315
免疫原	ヒトHSP27/HSPB1のアミノ酸1〜120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001531.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ