

[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Ifitm3ウサギポリクローナル抗体 - Q01628

商品番号: CM0013881

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のヒトIFITM3（SWISS:

Q01628）を標的とするウサギポリクローナル抗体。

ヒト、マウス、ラットと交差反応します。抗ウイルス自然免疫およびインターフェロンシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IFITM3ウサギpAb
備考／別名	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10410
免疫原	ヒトIFITM3（NP_066362.2）のアミノ酸1～133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01628
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ