

[KO検証済み] インテグリンA2 (Itga2/Cd49B) ウサギモノクローナル抗体 - P17301

商品番号: CM0003173



前書き

ヒトインテグリンα2 (ITGA2/CD49b) を標的とするKO検証済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。コラーゲン受容体およびウイルス侵入研究の重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] インテグリンα2 (ITGA2/CD49b) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3673
GeneID	3673
免疫原	ヒトインテグリンα2 (ITGA2/CD49b) (P17301) のアミノ酸1082-1181内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P17301
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスバッグ