

[KO検証済み] Irf3 ウサギMab - Q14653

商品番号: CM0008103



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、およびELISAで検証済みのヒトIRF3
に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、
ラットと反応します。自然免疫シグナル伝達およびI型
インターフェロン応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IRF3 ウサギmAb
備考/別名	IIAE7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3661
遺伝子ID	3661
免疫原	ヒトIRF3 (NP_001184051.1) のアミノ酸1~260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ