

[KO検証済み] Jak2 ウサギMab（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - O60674

商品番号: CM0008477



前書き

ヒトJAK2（131 kDa）に対するKO検証済み組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。サイトカインおよびJAK/S TATシグナル伝達研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] JAK2 ウサギmAb
備考/別名	JTK10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3717
遺伝子ID	3717
免疫原	ヒトJAK2（NP_004963.1）のアミノ酸933-1132に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131 KDa
発送	保冷バッグ