

[Ko検証済み] Lamp2 ウサギ Polymab® - P13473

商品番号: CM0005639



前書き

ヒトLAMP2に対する高品質なウサギモノクローナル抗体、KO検証済み。ヒト、マウス、ラットのLAMP2を認識。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。オートファジーおよびリソソーム機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] LAMP2 ウサギ PolymAb®
備考/別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44 kDa/45 kDa
輸送	保冷剤入り