

[Ko検証済み] Mek1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q02750

商品番号: CM0016218



前書き

ヒトMEK1（MAP2K1）を標的とするKO検証済みポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPK/ERK経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MEK1ウサギpAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604
免疫原	合成ペプチド ヒトMEK1 (NP_002746.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ