


[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用Ncoa2ウサギポリクローナル抗体 - Q15596

商品番号: CM0015093



前書き

ヒトNCOA2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。核内受容体の共活性化、グルコース代謝、概日リズムに関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] NCOA2ウサギpAb
備考／別名	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10499
遺伝子ID	10499
免疫原	ヒトNCOA2のアミノ酸550～820に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006531.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15596
タンパク質分子量	159 kDa
輸送	保冷バッグ