


[Ko検証済み] NdrG1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q92597

商品番号: CM0018779



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用KO検証済みNDRG1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ストレス応答、腫瘍抑制、および神経髄鞘の維持に関与しています。がんおよび神経障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NDRG1 ウサギ pAb
備考/別名	GC4, RTP, DRG1, NDRI, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, GI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10397
GeneID	10397
免疫原	ヒトNDRG1 (NP_001128714.1) のアミノ酸175-394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92597
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋