


[Ko Validated] Nrf2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa、Chip用） - Q16236

商品番号: CM0009641



前書き

WB、IP、ELISA、ChIP用の高品質な[KO Validated] NRF2

ウサギモノクローナル抗体。ヒトNRF2（68kDa）に特異的で、重要な酸化ストレス転写因子です。細胞保護、免疫応答、およびウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] NRF2 Rabbit mAb
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4780
遺伝子ID	4780
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋