


[Ko検証済み] Nrf2 ウサギモノクローナル抗体 - Q16236

商品番号: CM0006626



前書き

ヒトNRF2 (Q16236)

に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ChIP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。酸化ストレスおよび炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NRF2 ウサギmAb
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4780
GeneID	4780
免疫原	ヒトNRF2 (NP_006155.2) のアミノ酸243-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ