

[KO検証済] Nsd3/Whsc1L1 ウサギPab Wb、Elisa用 - Q9Bz95

商品番号: CM0025714



前書き

ヒストンメチルトランスフェラーゼであるNSD3/WHSC1L1に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム転写研究に最適です。SWISS: Q9BZ95。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] NSD3/WHSC1L1 ウサギpAb
備考/別名	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54904
GeneID	54904
免疫原	ヒトNSD3/WHSC1L1 (NP_060248.2) のアミノ酸400～600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZ95
タンパク質分子量	162kDa
発送	保冷剤