


[Koバリデーション済み] P53 ウサギPab、 Wb・Ihc-P・If/Icc・Ip・Elisa対応 - P04637

商品番号: CM0017632



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのKO確認済みp53ウサギポリクローナル抗体（pAb）です。

ヒト、マウス、ラットのp53と反応します。腫瘍抑制因子p53を標的とし、アポトーシスや細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] p53 ウサギpAb
別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7157
GeneID	7157
免疫原	組換えタンパク質 ヒトp53（NP_000537.3）のアミノ酸1-393番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	保冷剤