


[Ko検証済み] Ppp1Cc ウサギポリクローナル抗体 - P36873

商品番号: CM0025194



前書き

ヒトPPP1CC (PP1-ガンマ触媒サブユニット) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPPP1CC (37 kDa) を認識します。細胞分裂、グリコーゲン代謝、およびMAPKシグナリングに不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] PPP1CC ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5501
遺伝子ID	5501
免疫原	ヒトPPP1CC (NP_002701.1) のアミノ酸1-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36873
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋