


[KO検証済み] Rag2 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P55895

商品番号: CM0025672



前書き

KO検証済みRAG2ウサギポリクローナル抗体、WBおよびELISA用、ヒトおよびマウスで検証済み。免疫受容体の多様性に重要な59kDaのV(D)J組換え活性化タンパク質2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] RAG2 Rabbit pAb
備考/別名	RAG-2; G2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5897
GeneID	5897
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAG2 (NP_000527.2)のアミノ酸351-527に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55895
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ