


## [Ko バリデーション済] Rpl22 ウサギ Pab - P35268

商品番号: CM0023668



## 前書き

ヒトRPL22（60Sリボソームタンパク質L22）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソームタンパク質および翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO バリデーション済] RPL22 ウサギ pAb                          |
| 備考/別名       | EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22                       |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 6146                                                 |
| GeneID      | 6146                                                 |
| 免疫原         | ヒトRPL22 (NP_000974.1) のアミノ酸1～122に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| 分類          | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途          | WB、IF/ICC、ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P35268                                               |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                |
| 配送方法        | 氷袋                                                   |