

[Ko検証済み] Smarcc1/Baf155 ウサギPab（Wb、Ip、Elisa用） - Q92922

商品番号: CM0029981



前書き

SMARCC1/BAF155に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。転写調節と神経発生に参与するSWI/SNFクロマチンリモデリング複合体サブユニットであるヒトSMARCC1（約123kDa）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] SMARCC1/BAF155 ウサギpAb
別名	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACCI; 55
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6599
遺伝子ID	6599
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92922
タンパク質分子量	123kDa
輸送方法	水袋