


[KO検証済み] Stat5B Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

商品番号: CM0019352



前書き

ヒトSTAT5Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、免疫沈降、ELISAについて検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] STAT5B Rabbit pAb
備考/別名	STAT5; GHISID2; 5B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6777
遺伝子ID	6777
免疫原	ヒトSTAT5B (NP_036580.2) のアミノ酸586-787に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SW ISS	P51692
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋