


[Ko検証済み] Trim21/Ss-A ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19474

商品番号: CM0005514



前書き

ヒトTRIM21/SS-A（52 kDa Roタンパク質）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。自己免疫、ユビキチン化、自然免疫に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] TRIM21/SS-A ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6737
GeneID	6737
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P19474
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ