

[Ko バリデート済み] Txlna ウサギ Pab - P40222

商品番号: CM0021400

前書き

ヒト alpha-taxilin (TXLNA)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。アミノ酸1-160に対する組換えタンパク質免疫原。ノックアウトモデルでバリデート済み。小胞輸送およびエキソサイトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデート済み] TXLNA ウサギ pAb
備考/別名	IL14; TXLN; NA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200081
GeneID	200081
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTXLNA (NP_787048.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40222
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ