

[Ko検証済み] Ube2C ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, Elisa対応 - O00762

商品番号: CM0023787



前書き

ヒトUBE2C (UbcH10) に対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウト試験で検証済み。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。UBE2Cはユビキチン化を触媒し、有糸分裂中のAPC/Cを介した分解を促進します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] UBE2C Rabbit pAb
別名	UBCH10; dJ447F3.2; 2C
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11065
GeneID	11065
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUBE2C (NP_008950.1) のアミノ酸1-179番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00762
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤