

[Ko検証済み] B-カテニン ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P35222

商品番号: CM0003509



前書き

ヒトβ-カテニン（P35222）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAでKO検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。Wntシグナル伝達および細胞接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] β-カテニン ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; アルマジロ; in
種	ヒト
GeneID	1499
免疫原	合成ペプチド ヒトβ-カテニン（P35222）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ