


Ko バリデーション済み Xiap ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P98170

商品番号: CM0030934



前書き

KOバリデーション済みXIAPウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのXIAPを検出します。XIAPはアポトーシス阻害因子およびE3ユビキチンリガーゼであり、NF- κ Bシグナル伝達、免疫、がんを調節します。アポトーシスおよび細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] XIAP ウサギ pAb
備考/別名	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	331
遺伝子ID	331
免疫原	ヒトXIAP (NP_001158.2) のアミノ酸198-497に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98170
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ