

[Ko検証済み] Ythdf2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y5A9

商品番号: CM0006545



前書き

mRNAの安定性を制御するm6Aリーダータンパク質（62 kDa）であるYTHDF2に対する検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] YTHDF2 ウサギmAb
備考/別名	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51441
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A9
タンパク質分子量	62 kDa
配送	保冷剤