

Kpnb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q14974

商品番号: CM0025296



前書き

KPNB1

ウサギポリクローナル抗体は、核輸送受容体の重要な構成要素であるインポートサブユニット β -1を標的とします。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNB1 ウサギ pAb
備考/別名	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3837
免疫原	ヒト KPNB1 (NP_002256.2) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14974
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ