

Wb、If/Icc、Elisa用Krasウサギポリクローナル抗体 - P01116

商品番号: CM0018516



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用の高品質KRASウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKRASを検出します。Ras-MAPKシグナル伝達およびがん研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRAS Rabbit pAb
備考/別名	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3845
GeneID	3845
免疫原	ヒトKRAS (NP_203524.1) のアミノ酸30-189に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01116
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋