

Wb、If/Icc、Elisa用 Kras+Hras+Nras ウサギモノクローナル抗体 - P01111 / P01112 / P01116

商品番号: CM0005168



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのパンRas（KRAS、HRAS、NRAS）ウサギモノクローナル抗体です。保存されたN末端を標的とし、約18kDaのバンドを検出します。Ras-MAPKシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRAS+HRAS+NRAS ウサギmAb
備考/別名	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
免疫原	ヒトNRAS (P01111) のaa 1-100に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋