


L3Mbt13 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q96Jm7

商品番号: CM0003299



前書き

ヒトL3MBTL3（MBT-1）に対するウサギモノクローナル抗体。Notchシグナル伝達およびタンパク質分解に関与するクロマチン調節因子。ヒトサンプルでのWB、IP、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L3MBTL3 ウサギ mAb
備考/別名	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84456
免疫原	ヒトL3MBTL3（NP_115814.1）のアミノ酸1-255に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96JM7
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷剤