


乳酸-Histone H3-K18 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

Wb、ドットブロット、Elisa用

商品番号: CM0000086



前書き

ヒトHistone

H3の乳酸化リジン18を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、ドットブロット、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを検出可能で、広範な交差反応性が予測されています。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	乳酸-Histone H3-K18 ウサギpAb
別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 乳酸-Histone H3-K18
種	ヒト
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトHistone H3 (NP_003520.1) のK18周辺領域の合成乳酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
適用アッセイ	WB、ドットブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測済み）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送方法	保冷剤