


ラクチル化ヒストンH3 (K14)

ウサギポリクローナル抗体（Wb/Elisa用）(Q16695/P68431)

商品番号: CM0000089



前書き

リシン14 (K14)

でラクチル化されたヒストンH3に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)

およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのヒストンH3ラクチル化を検出し、広範囲の交差反応性が予測されます。ターゲット：SWISS

Q16695/P68431。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	乳酸-ヒストンH3-K14 ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 乳酸-ヒストンH3-K14
種	ヒト
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK14周辺の合成ラクチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ