


エピジェネティクス研究用 ラクチル化ヒストンH3-K18

ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431)

商品番号: CM0000080



前書き

リシン18 (SWISS: Q16695/P68431)

でラクチル化されたヒストンH3に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み（ヒト、マウス、ラットとの広範な交差反応性）。ヒストンのラクチル化および代謝性遺伝子制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	乳酸-ヒストンH3-K18 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 乳酸-ヒストンH3-K18
種	ヒト
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒト 乳酸-ヒストンH3-K18 (NP_003520.1) のK18周辺の合成ラクチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲と予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ