


Wb、Ihc-P用 Lamin B1 ウサギモノクローナル抗体 - P20700

商品番号: CM0002431



前書き

WBおよびIHC-P用のLamin

B1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。核ラミナの主要構成要素であり、クロマチン組織化やラミノパシー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lamin B1 ウサギmAb
備考/別名	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4001
GeneID	4001
免疫原	ヒトLamin B1 (P20700)のアミノ酸450-550に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20700
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ